

MĚKKÁ SILIKONOVÁ
SVĚTÝLKA

Rodinka
lampiček InnoGIO



GIÖ *little*
unicorn



GIÖ Bunny
midi



GIÖ Penguin



GIÖ Kitty *mini midi maxi*

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

Pečujte o své
zdraví s InnoGIO

GIÖvital
KOMPRESOROVÝ
INHALÁTOR



GIÖspeedy



GIÖsmart

BEZKONTAKTNÍ INFRAČERVENÉ TEPLoměRY

innoGIO



Sonický elektrický
zubní kartáček
360°
pro děti



andys.cz

Výhradní distributor pro ČR a SR.
Info@andys.cz / +420 733 180 793
www.innogio.cz

VÝHODY PRODUKTU

- **Antibakteriální ekologický tuhý plast ABS.**
Pohodlí, trvanlivost, čistota
- **Antibakteriální potravinářský silikon.**
Důkladně vyčistí dásně a zuby
- **Zabraňuje zánětu dásní.**
Stimuluje krevní oběh v dásních a zmírňuje periodontální onemocnění
- **Dotykový vypínač.**
Jedním dotykem začnete čistit zoubky
- **Hlava kartáče je precizně propojena s hnací částí.**
Zajistí důkladné vyčištění zubů
- **Nová trojstranná hlavice 360°.**
Důkladně čistí zuby
- **Indukční dobíjení.**
Dlouhá výdrž baterie po nabití
- **Průhledný ochranný kryt.**
Pro hygienické uschování kartáčku

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE



Pro kartáček je k dispozici příslušenství v podobě **výměnných hlavice**

Inovativní rukojeť usnadňuje dítěti čištění zoubků



Kartáček má **3 režimy čištění**

Jedno tlačítko zajistí snadné a rychlé spuštění kartáčku a poskytuje skutečné pohodlí při čištění.

- **Režim 1** je vhodný pro děti od 2 do 4 let.
- **Režim 2** je vhodný pro děti od 4 do 6 let.
- **Režim 3** je vhodný pro děti od 5 do 8 let.



JAK POUŽÍVAT PRODUKT KROK ZA KROKEM

První krok

Nasadte kartáčkovou hlavu na elektrickou základnu tahem dolů. Pokud je třeba vyměnit hlavu kartáčku, vytáhněte ji v opačném směru a nahraďte ji novou.



Druhý krok

Vytlačte zubní pastu mezi štětinky, aby nedošlo k jejímu nechtěnému spadnutí.

Třetí krok

Po stisknutí tlačítka ve spodní části začne zubní kartáček fungovat. Během provozu držte kartáček za spodní část.



Čtvrtý krok

Po použití umístěte elektrický zubní kartáček na nabíjecí základnu. Zakryjte jej průhledným krytem, aby během nabíjení nedošlo ke znečištění kartáčkové hlavy.

