SK GIO-730

innoGIO

GIO perfect Ultrasonic Skin Scrubber

Ultrazvuková špachtľa na čistenie pleti s EMS terapiou



NÁVOD NA POUŽITIE

Aby ste sa vyhli zraneniam spôsobeným nesprávnym používaním, pozorne si prečítajte návod a používajte tento výrobok výhradne v súlade s návodom.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber with EMS Therapy
Model: GIO-730
Rozmery: 130 x 70 x 17 mm
Hmotnosť: 75 g
Napätie batérie: 3,7 V
Menovitý výkon: 1,5 W
Kapacita batérie: 250 mAh
Frekvencia čepele: 26 000 vibrácií/sekunda
Doba nabíjania: približne 1–1,5 hodiny
Doba prevádzky: približne 0,8 hodiny

OBSAH BALENIA

1x zariadenie
1x nabíjací kábel
1x používateľská príručka

UPOZORNENIE


- Upozorňujúce symboly označujú potenciálne nebezpečenstvo. Nedodržanie pokynov môže viesť k zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- Ak pocítite bolesť, nepohodlie alebo nezvyčajnú reakciu, okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Pred čistením alebo údržbou vždy vypnite zariadenie a odpojte ho od napájania.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých látok (napr. alkohol, benzín, acetón, spreje).
- Neponárajte do vody ani neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Ak zariadenie spadne alebo je poškodené, nepokračujte v jeho používaní.
- Nerozoberajte a nepokúšajte sa opravovať zariadenie – kontaktujte svojho predajcu.
- Používajte iba dodaný nabíjací kábel a vhodný zdroj napájania.
- Zariadenie čistite po každom použití, aby sa zabránilo hromadeniu nečistôt.
- Nepoužívajte vo vani alebo sprche ani v blízkosti vaní alebo umývadiel.

Nevhodné pre osoby:

- ktoré sú tehotné alebo menštruujú, alebo ktoré majú hormonálne kožné problémy
- ktoré trpia alergiami, kožnými ochoreniami, dermatitídou alebo silným spálením slnkom
- ktoré majú otvorené rany, ekzémy alebo opuchy
- ktoré podstúpili chirurgický zákrok
- ktoré majú fyzické, zmyslové alebo mentálne postihnutie bez dozoru zodpovednej osoby

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Správne čistenie pokožky je nevyhnutné pre vstrebávanie kozmetických výrobkov. Bez dôkladného čistenia výrobky nemusia účinne preniknúť do pokožky, čo môže viesť k matnej pokožke, akné, ochabnutiu, pigmentovým škvrnám a iným kožným problémom.
Toto zariadenie využíva vysokofrekvenčné ultrazvukové vibrácie a iónovú technológiu na hlboké čistenie pokožky a zvýšenie vstrebávania kozmetických prípravkov.






AKO POUŽÍVAŤ


PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

1. Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie 2 hodiny.
2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, aby ste zariadenie zapli/vypli. Krátkym stlačením prepínate režimy.
3. Čepeľ očistite mäkkou handričkou alebo vatovou tyčinkou.
4. Na pokožku naneste čistiaci prostriedok alebo čistú vodu.
5. Keď je batéria slabá, zariadenie dvakrát zapípa a vypne sa.
6. Počas nabíjania indikátorové svetlá postupne blikajú; keď je batéria úplne nabitá, všetky svetlá zostanú svietiť.

1. Ultrazvukové čistenie

- Umyte si tvár a naneste čistiaci gél.
- Aktivujte prvý režim (vibračné čistenie).
- Držte zariadenie a pomaly pohybujte čepeľou v uhle 45° proti smeru pórov.





2. EMS detox

- Očistite si tvár a následne ju naparujte po dobu 5 minút (alebo priložte teplý uterák).
- Naneste roztok na odstránenie čiernych bodiek a nechajte pôsobiť 10 minút.
- Stlačte tlačidlo na aktiváciu režimu pozitívnych iónov.
- Pomaly pohybujte špachtľou smerom nadol, proti smeru pórov.
- Používajte 10 minút, potom si tvár opláchnite a zariadenie vyčistite.

3. Vstrebávanie živín

- Dôkladne si opláchnite tvár vodou a následne naparujte pokožku po dobu 5 minút (alebo priložte teplý uterák na 5 minút)
- Na pleť naneste výživnú esenciu.
- Stlačte tlačidlo na aktiváciu režimu vstrebávania živín. Pomaly pohybujte špachtľou smerom zdola nahor, v smere pórov. V ošetrení pokračujte približne 5 minút.
- Po ošetrení si tvár opláchnite čistou vodou. Na podporu stiahnutia pórov a upokojenie pokožky aplikujte studenú hmlu po dobu 10 minút (alebo priložte studený uterák).



ODPORÚČANIA PRE POUŽÍVANIE



Péče o čelist a tváře | Péče o čelo a oblast vlasové linie | Péče o nos a T-zónu

1. Zamerajte sa na kľúčové oblasti: čelo, bradu a T-zónu (vrátane nosa).
2. Pri používaní iónových funkcií vždy držte bočnú iónovú kontaktnú plochu.
3. Držte čepeľ pod uhlom 45° a pohybujte ňou pomaly a jemne – nenechávajte ju na jednom mieste.
4. Nepoužívajte na zapálenú alebo podráždenú pokožku.
5. Odporúčané použitie: 2–3 krát týždenne.
6. Pred a po použití vždy vyčistite zariadenie a čepeľ.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Skladujte na suchom mieste. Neumývajte v umývačke riadu ani v mikrovlnnej rúre.
- Pred čistením vždy vypnite a odpojte zariadenie.
- Používajte iba mäkkú handričku navlhčenú studenou alebo teplou vodou.
- Nepoužívajte ostré nástroje, agresívne chemikálie ani prchavé kvapaliny.
- Neoplachujte priamo pod vodou.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhšie ako 3 mesiace, pred uskladnením ho úplne nabite.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Špachtľa nevibruje	Špachtľa je deformovaná	Opatrne uchopte obe strany a vráťte ju do pôvodného tvaru
	Vnútorný vodič je prerušený	Obráťte sa na zákaznícky servis
	Počas používania bol vyvíjaný príliš veľký tlak	Používajte jemný tlak — špachtľa by sa mala pokožky len ľahko dotýkať
	Nízka úroveň nabitia batérie	Pred použitím nabíjajte aspoň 2 hodiny
Zariadenie sa nezapne	Batéria je poškodená v dôsledku dlhodobého nepoužívania	Obráťte sa na zákaznícky servis
	Do zariadenia sa dostala voda	Obráťte sa na zákaznícky servis
	Do tlačidla napájania sa dostala vlhkosť	Obráťte sa na zákaznícky servis
Iónová funkcia nefunguje	Ruka používateľa sa nedotýka kontaktnej lišty	Ujistěte se, že se při používání dotýkáte kontaktního proužku
	V dôsledku vniknutia vody došlo k poškodeniu vnútornej dosky	Obráťte sa na zákaznícky servis

Scan the QR code to download the manual
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
Scannez le code QR pour télécharger le manuel
Escanee el código QR para descargar el manual
Digitalize o código QR para descarregar o manual
Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
Scanează codul QR pentru a descărca manualul
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
Lae juhend alla, skannides QR-koodi
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل الدليل

Distribútor pre Českú republiku
a Slovensko: Andys Czech s.r.o.
Márova 2805/6, 155 00 Praha
www.andys.sk

innoGIO

Vyrobené v Číne pre spoločnosť
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Poľsko
www.innogio.com
@innoGIO.official **@innogio_com**